

İki Dalga Boylu Total Bilirubinmetre

BR-5200P



ÖZELLİKLER :

- ✓ **Kolay Kullanım :** BR 5200P kullanımı çok kolay bir cihazdır.
- ✓ **Kalibrasyon Gerektirmez :** BR 5200P sadece bir kez kalibre edildikten sonra tekrar kalibrasyon gerektirmez. Cihaz açıldıktan sonra 60 saniyede çalışır hale gelir ve test çalışması yapılabilir.
- ✓ **Hızlı Sonuç :** BR 5200P test sonucunu 2 saniyede verir.
- ✓ **Işık Kaynağı :** BR 5200P ışık kaynağı olarak LED kullanmaktadır. Bu yüzden lamba değişimi gerekmemektedir.
- ✓ **Veri Depolama Kapasitesi :** 99 test sonucu hafızada saklanabilmektedir.
- ✓ **Bilgisayar ve Yazıcı Bağlantısı :** RS-232 ve USB çıkışları ile sonuçlar bilgisayar ekranına yansıtılabilmektedir. Cihazın üzerinde dahili yazıcısı bulunmaktadır.

Metod	Çift Dalgaboyu	Işık Kaynağı	Beyaz LED
Ölçüm Aralığı	0 - 30 mg/dl (Total Bilirubin)	Dedektör	Silikon fotosel
Doğruluk	+/- 5%	Bağlantılar	RS-232, USB
Örnek Hacmi	50 - 60 µL	Güç	VAC 100-240 50/60 Hz
Ekran	Geniş LCD Ekran		AC Adaptör veya 9V Pil
Örnek Kabı	Hematokrit kapiler tüpü (heparinli)	Boyutlar	152 x 200 x 108 mm
Hafıza Kapasitesi	99 Adet	Ağırlık	0,9 kg.